

Oppmerksomhet

1. Plasser åndedrettsvernet i ansiktet som instruert og ta et dypt pust for å sjekke at åndedrettsvernet ikke lekker rundt kantene. Hvis det lekker, plasser det mer riktig på ansiktet ditt. Hvis du ikke klarer å feste åndedrettsvernet tett på ansiktet ditt, vil du ikke være i stand til å beskytte deg mot luftbårne urenheter med denne respiratoren. 2. Ikke bruk defekt åndedrettsvern. Bytt den hvis den er skadet på noen måte. 3. Når du bruker åndedrettsvernet, hold deg unna åpen ild for å unngå deformering av åndedrettsvernet. 4. Hvis du må fjerne respiratoren midlertidig, unngå å berøre dens ytre overflate for å unngå infeksjoner. 5. Respiratoren er engangs og kan ikke brukes om igjen. 6. Når du tar av masken, bretter du den sammen og binder den sammen med strikkene.



Produsent:

JedX Medcare, Köysikuja 1,
01640 Vantaa, Finland
+358 20 741 5180 | www.jedx.

CE 2841
EN149:2001+A1:2009

Advarsel

Respiratoren filtrerer kun urenheter som er oppført i instruksjonene. De produkt gir ingen beskyttelse mot gasser, damper eller oksygenmangel. Misbruk kan føre til sykdom eller til og med død. Maksimal brukstid 8 timer. Holdbarhet 5 år for produksjonsdato ved riktig oppbevaring. Oppbevares på et tørt (RH 0...80%, -30...+40°C) godt ventilert sted beskyttet mot sollys.

Brukes av dato: Se pakke.

Varslet boby: 2841

MNA LABORATORIER IND.TRADE.CO.LTD
Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21
Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08



CE 2841
EN149:2001+A1:2009



EASY TO BREATHE

1 PCS

FFP3 NR

Respirator
FOLDER TYPE



Functional design for uncompromised safety

JEDX

JEDX

Respirator

FFP3 NR

Med komfortabel nese klips

Sammenleggbar

Undervisning: 12-2020

Produkt tall: 1523 W



Produkt navn: JedX FFP3 NR. **Pakke brosjyre:** Mappe 15,5 x 10,5 x 1,5 cm med hodet klipp , 1 stk / bag. **Materiale:** Spunbond NW, Smelteblåst NV. **Filtrering:** faste og flytende partikler; olje, støv, pollen, virus, bakterier, dråper. **Filtreringsstandard:** EN149:2001+A1:2009, FFP3 NR, min 99 %. Samsvarserklæringen i henhold til Personvern. Forskriften finnes på www.jedx.fi

Undervisning til bruk:

1. Vaske din hender. Brette de respirator, sted de nesestykke på nesen. 2. Trekk respiratoren over kinnene og trekk strikkene rundt ørene. 3. Juster neseklemmen til passe din nese. 4. Pressen de nese stykke med både pekefingerne til forhindre luft lekkasje fra de kanter av de respirator.

079106 1111